


1543292 - Cold/Hot Pack Colar - 7,5 x 35 cm - small - 1 x 10 pcs



Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Stérile	Non
Composition	PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133
Normes	ISO 13485:2016
Taille	7,5 x 35 cm
Type d'emballage	Boîte
Type packs	Cold/hotpack
Utilisation hot/cold packs	Réutilisable