

## 1553448 - MOTOmed Letto 2 - jambes



### Déscription

Le MOTOmed Letto 2 est l'appareil idéal pour une mobilisation précoce dans les soins intensifs et la dialyse.

- Les patients peuvent mobiliser de manière précoce leurs jambes ou leurs bras dans un lit médicalisé
- Le patient alité peut s'entraîner assisté, ou pas, par le moteur ou avec sa propre force musculaire en toute sécurité
- Les grandes roues de transport le rendent très mobile
- Le letto2 peut être adapté de façon optimale à chaque lit et aux besoins des patients avec des accessoires comme l'écartement du châssis réglable, le réglage du soulagement des genoux ou le bras pivotant pour le boîtier de commande

### Caractéristiques

- Réglage du rayon de pédalage à deux positions (7,0 ou 12,5cm)
- Grande poignée pour pouvoir déplacer et installer facilement
- Châssis avec de grandes roues de transport (avec freins)
- Support de lit pour une bonne stabilité et un entraînement sûr
- Ajustements de la hauteur et de la profondeur du système
- Boîtier pivotant pour feedback et accès patient
- Mouvement doux d'assouplissement
- Protection des mouvements & contrôle des spasmes
- Réglage de la vitesse de 0 à 60 trs/mn (en passif)
- Réglage de la force motrice de 1 à 10
- Préréglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
- Test électronique automatique de l'appareil
- Grand boîtier de commande convivial système de codage couleur et gros boutons faciles à sentir
- Choix parmi 27 langues
- Interface sérielle pour la connexion SEF RehaMove

## Spécifications

<b>Marque</b>	MOTOmed
<b>sku</b>	1553448
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce