

## 1552190 - VACOTRON 460



### Déscription

Le Vacotron 460 est une unité à vide pour le Sonopuls 492 et l'Endomed 482 qui permet d'appliquer l'électrothérapie à l'aide d'électrodes pneumatiques. Grâce aux ventouses, la pose d'électrodes est rapide et facile. Ce système vous permet également d'effectuer une mobilisation tout en appliquant un ultrason

Le Vacotron 460 est un ajout précieux aux appareils d'électrothérapie de la série 4 (Sonopuls 492 et Endomed 482).

### Caractéristiques

- Peut être connecté aux appareils d'électrothérapie et les combinés de la série 4
- Permet une pose rapide des électrodes sur des parties du corps où les sangles ne peuvent être utilisées
- Plus hygiénique que tout autre système de fixation
- Aspiration puissante et constante
- Réglage très précis de l'aspiration
- Pose rapide de ventouses caoutchouc (rondes)

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552190
<b>Type d'emballage</b>	Pièce