


## 1007678 - Mepore® film - stérile - 15 x 20 cm - 1 x 10 pcs



### Déscription

Mepore® Film est un pansement adhésif qui est idéal comme pansement de fixation secondaire pour couvrir l'hydrogel ou l'alginate. Vous pouvez également l'utiliser pour diverses plaies propres en phase de granulation.

Le film Mepore® est respirant pour éviter la macération de la plaie et est facile à appliquer, même avec des gants. Comme il est transparent, la zone autour de la plaie est clairement visible.

- Respirant pour éviter la macération et maintenir un environnement humide pour la plaie.
- La feuille de couverture est facile à retirer et est également aseptique.
- L'adhésif à base d'eau, sans solvant, assure un maintien en douceur.
- Barrière virale et bactérienne.
- Le pansement est flexible et se moule bien aux contours du corps, permettant au corps de bouger.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Composition</b>	PU
<b>sku</b>	1007678
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Emballer</b>	1 x 10 pcs
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	15 x 20 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte