

## 1550628 - 3M™ Littmann® Classic III stéthoscope - bleu marine - miroir - noir - 1 pc



### Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est le dernier modèle des stéthoscopes 3M™ Littmann® qui aidera des millions de professionnels de santé au quotidien. Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est un partenaire fiable qui vous fournira une haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos patients. Avec un double pavillon, une membrane double fréquence, un côté pédiatrique convertible en cloche traditionnelle, une tubulure nouvelle génération, et bien plus encore, le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est le préambule de la nouvelle génération Littmann®. Idéal pour les étudiants, sages-femmes, infirmières de pratiques avancées, kinésithérapeutes et paramédicaux.

## Spécifications

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                     | 3M™   |
| <b>Poids du produit</b>           | 0.15 kg   |
| <b>Digital</b>                    | Non   |
| <b>Membrane réglable</b>          | Oui   |
| <b>Longueur du tube</b>           | 69 cm   |
| <b>Composition</b>                | Membrane : époxy et fibre de verre, contour d'oreille : aluminium anodisé, pièce de poitrine : acier inoxydable sans latex, |
|                                   | Non   |
| <b>sku</b>                        | 1550628   |
| <b>Application</b>                | Examen physique   |
| <b>Construction binaurale</b>     | Single tube   |
| <b>Couleur</b>                    | Bleu Marine   |
| <b>Couleur de la poignée</b>      | Noir  |
| <b>Finition du pavillon</b>       | Miroir  |
| <b>La technologie du pavillon</b> | Double face   |
| <b>Matériau de la membrane</b>    | Epoxy fibre de verre  |
| <b>Performances acoustiques</b>   | 7-8   |
| <b>Réglementation Européenne</b>  | MDR - 2017/745/EU - Classe I  |
| <b>Type d'emballage</b>           | Pièce   |
| <b>Type de stéthoscope</b>        | Classic III   |