

1018179 - 3M™ Coban™ - bandes cohésive - crème - 7,5 cm x 4,57 m - 1 x 24 pcs



Déscription

Le bandage auto-adhésif 3M™ Coban™ est un bandage léger et confortable pour une pression durable et fiable. Le bandage fonctionne comme un ruban adhésif sans avoir à utiliser de colle, d'épingles ou de clips. Le bandage peut être utilisé pour protéger les pansements primaires et est élastique. Le bandage est non-stérile et contient du latex.

Spécifications

Marque	3M™
Composition	Fibre de rayonne non tissée, polymère synthétique
Stérile	Non
Auto-adhésif	Oui
Couleur	Crème
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	7,5 cm x 4,57 m
Type d'emballage	Boîte