

## 1575912 - Set d'otoscope MacroView Plus iExaminer ready avec poignée et étui - 3,5V - LED - 1 pc



### Déscription

- Éclairage LED SureColor avec lumière blanche brillante
- Application iExaminer pour Android et Apple
- Le Smartphone se connecte facilement grâce aux SmartClips fournis

## Spécifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                    | WelchAllyn  |
| <b>Taxe Bemat</b>                | 0.06 EUR  |
| <b>Inclus dans le produit</b>    | Tête d'otoscope MacroView Plus - 3,5V - LED; poignée avec batterie rechargeable li-ion - 3,5V; câble USB-C; 5 spéculums jetables; support smartphone + 2 smart clips auto-adhésifs; étui rigide |
| <b>Agrandissement</b>            | 5 x   |
| <b>Catégorie otoscopes</b>       | Set d'otoscope  |
| <b>Illumination</b>              | LED   |
| <b>Poignée otoscope</b>          | Poignée rechargeable  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe I  |
| <b>Taille set d'otoscope</b>     | Taille standard   |
| <b>Type d'emballage</b>          | Set   |
| <b>Voltage</b>                   | 3,5 V   |