

## 1539045 - ThermoScan Pro 6000 thermomètre auriculaire - station de placement grand - 1 pc



### Déscription

Le thermomètre auriculaire ThermoScan® PRO 6000 est doté de la technologie avancée de mesure PerfectTemp™. Cette technologie ajuste les facteurs qui ont un impact sur la précision - ce qui permet de surmonter le potentiel de lectures basses par rapport à la carotte. Son design épuré est facile à nettoyer, et ses fonctions de sécurité améliorées permettent de protéger et de maximiser votre investissement.

## Spécifications

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                       | WelchAllyn                   |
| <b>Digital</b>                      | Oui                          |
| <b>Infrarouge</b>                   | Non                          |
| <b>Non contact</b>                  | Non                          |
| <b>Embout souple</b>                | Non                          |
| <b>Taxe Bemat</b>                   | 0.06 EUR                     |
| <b>Fonction d'arrêt automatique</b> | Oui                          |
| <b>Réglementation Européenne</b>    | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>             | Pièce                        |
| <b>Type de thermomètre</b>          | Thermomètre auriculaire      |
| <b>Vitesse de mesure</b>            | Quasi instantanée            |