

## 1539045 - ThermoScan Pro 6000 thermomètre auriculaire - station de placement grand - 1 pc



### Déscription

Le thermomètre auriculaire ThermoScan® PRO 6000 est doté de la technologie avancée de mesure PerfectTemp™. Cette technologie ajuste les facteurs qui ont un impact sur la précision - ce qui permet de surmonter le potentiel de lectures basses par rapport à la carotte. Son design épuré est facile à nettoyer, et ses fonctions de sécurité améliorées permettent de protéger et de maximiser votre investissement.

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Non
<b>Non contact</b>	Non
<b>Embout souple</b>	Non
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1539045
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre auriculaire
<b>Vitesse de mesure</b>	Quasi instantanée