

## 1600272 - Sonicaid FD1 Doppler numérique foetal- audio & FHR - sonde fixe 2MHz



### Déscription

Dopplers numériques affichant le rythme cardiaque foetal avec une sonde fixe étanche de 2MHz ou 3MHz.

#### Avantages

- Conception compacte et légère pour une portabilité facile
- Grand écran LCD à fort contraste de la FHR en chiffres BIG
- Commande combinée marche/arrêt/volume pour une facilité d'utilisation optimale.
- Sondes très sensibles pour une performance maximale dans une grande variété d'applications et de procédures cliniques.
- Prend en charge les sondes étanches de 2MHz et 3MHz, adaptées aux accouchements dans l'eau.
- Sondes faciles à nettoyer pour un meilleur contrôle des infections
- Piles AA : facilité d'utilisation accrue et rentabilité à long terme

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>Fréquence de la sonde</b>	2MHz
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce