

## 1574462 - Thermoshield® P Neutralisateur - 5 L - 1 pc



### Déscription

Thermoshield® P est un concentré de neutralisation liquide à base d'acide phosphorique utilisé pour le retraitement automatique des instruments médicaux. Thermoshield est particulièrement adapté à l'eau dure et aide à prévenir les dépôts inorganiques et le calcaire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dr Schumacher
<b>Ingrédients</b>	Acide fosfor
<b>Contenu</b>	5 l
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce