

1576569 - Guidon incurvé avec fixation du bouton étoile pour Mobilyzer Premium



Déscription

Accessoire pour Mobilyzer Premium. Le modèle Mobilyzer Premium répond aux besoins des patients réguliers. Le Mobilyzer Premium est présent dans de nombreux services, tels que la cardiologie, l'orthopédie et la chirurgie. Le Mobilyzer accroît l'indépendance du patient. Le Mobilyzer offre au patient un soutien pendant qu'il se tient debout et qu'il marche, ce qui lui permet de se réadapter plus rapidement.

Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et son pied inhabituels. Grâce au pied à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facilement réglable en hauteur, de sorte que les enfants peuvent également utiliser le Mobilyzer.

Spécifications

Marque	TechniCare
Normes	EN 1985 EN 12182
sku	1576569
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce