

## 1576557 - COMPASS 540 - Chest Press/Rowing



### Déscription

Entraînement de force pour les muscles de la poitrine et du dos avec un poids d'entraînement de 0 à 80 kg avec des incréments de 5 kg. L'appareil est doté d'un siège réglable en hauteur. Convient aux personnes pesant jusqu'à 250 kg.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>Modèle</b>	Chest Press/Rowing
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce