

1609116 - Panbio Rapid COVID-19 test antigène nasal - 25 pcs



Déscription

Le test rapide antigène Panbio Covid-19 Ag d'**Abbott** permet d'identifier les personnes présentant ou non des symptômes en 15 minutes. Il s'agit d'un nouveau kit nasal amélioré ! Le tube tampon pré-rempli avec goutte intégrée et écouvillon plus court simplifie la procédure de test et réduit les déchets.

Un écouvillon adapté au patient qui peut être prélevé seul, sous surveillance, minimise l'exposition du personnel de santé. Test rapide de haute qualité pour un traitement immédiat ou des mesures de quarantaine afin de minimiser la transmission. Idéal pour les tests dans les établissements de santé, les écoles, les lieux de travail, les voyages et les événements.

Test accessible qui peut facilement être déployé à grande échelle pour enrayer la propagation du virus.

Avantages

- Pas besoin de remplir le tube tampon à l'avance
- Identification rapide des personnes potentiellement infectées
- Résultats du test en 15 minutes
- Largement déployé sur les lieux de soins
- Peut être utilisé dans un large éventail d'environnements non-laboratoires
- Aucun instrument spécial/supplémentaire n'est nécessaire

Spécifications

Marque	Abbott
sku	1609116
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Boîte