

1575199 - Porte-cylindre Mobilyzer - diam. 122 mm



Déscription

Accessoire pour la perche à perfusion Mobilyzer. Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et sa base spécifiques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facile à régler en hauteur pour que les enfants puissent également utiliser le Mobilyzer.

Spécifications

Marque	TechniCare
Normes	EN 1985 EN 12182
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce