

## 1509229 - Table d'examen Praxis 3 Comfort Elite - hauteur variable électrique - 1 pc



### Déscription

La nouvelle Praxis 3 Comfort Elite est une table unique en son genre grâce à son système spécial de tiroirs intégrés. Les deux tiroirs sont en acier et disposent de glissières robustes. Les coulisses à double sens sont d'origine allemande et de très haute qualité, ce qui garantit que les tiroirs fonctionneront pendant des années sans aucun problème. Les tiroirs peuvent être ouverts des deux côtés. À l'arrière, la table dispose d'un grand tiroir de 56x51 cm. Le petit tiroir à l'avant comporte un récipient amovible en acier inoxydable dans lequel on peut déposer les instruments usagés ou les produits à usage unique. Cette ligne se caractérise par une portée énorme de 60-130 cm et a une capacité de levage standard de 200 kg. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, L 198 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	60-130 cm
<b>Capacité de levage</b>	175 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	40 s
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Electrique commande au pied
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce