

1525311 - Electrode 3M™ Red Dot™ support sontara gel solide - diamètre 6 cm - 50 pcs



Déscription

Électrodes de surveillance de style rond avec tissu doux pour la surveillance ECG ou avec support de bande Micropore™. Ces électrodes sont conçues pour les situations cliniques générales ou à long terme. Le support en ruban chirurgical Micropore™ et le support en tissu doux sont respirants, extensibles et conformables, et ils sont doux pour la peau pour un meilleur confort du patient. Le gel solide breveté pénètre rapidement dans la peau, permettant des tracés ininterrompus de haute qualité. La faible teneur en chlorure du gel minimise l'irritation de la peau pour un meilleur confort du patient.

Spécifications

Marque	3M™
Composition	Chlorure d'argent sur lin
sku	1525311
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Sac