

## 1007791 - Dauerbinde® K - bande à allongement long - 8 cm x 7 m - 1 pc



### Déscription

Dauerbinde® K est un bande à allongement long et bien ajustable, tel est la caractéristique des Dauerbinde® K & F. Les deux sont utilisés comme bandes de soutien et de soulagement sur les ligaments et articulations. Compte tenu de la pression élevée au repos, il convient de retirer le bandage à allongement long la nuit et lorsque le patient est au repos. Sa manipulation simple permet également la pose de la Dauerbinde par des utilisateurs moins aguerris à la technique de bandage. Les bandes épousent bien la partie du corps concernée, sont lavables et faciles à entretenir. Convient à utiliser pour soutenir et soulager le système musculo-squelettique, la fixation de pansements, l'immobilisation de membres du corps, la réduction des hématomes et pour la compression médicale dans le cas de bandages pour les doigts ou pour les orteils.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	58 % coton, 24 % polyamide, 8 % élasthanne, 10 % viscose
<b>Stérile</b>	Non
<b>Auto-adhésif</b>	Non
<b>sku</b>	1007791
<b>Couleur</b>	crème
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	8 cm x 7 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce