

## 1558930 - 3M™ Red Dot™ électrodes autocollantes - 2,2x 3,2 cm - 100 pcs



### Déscription

Électrodes autocollantes jetables avec couche adhésive pour ECG au repos. Pour emploi avec les pinces pincette.

- L'électrode à languette comporte un adhésif conducteur sensible à la pression qui est facile à appliquer et à retirer et qui assure un contact cutané immédiat et élevé pour garantir un tracé de qualité.
- Les électrodes sont radiotransparentes pour minimiser le besoin de les déplacer ou les retirer dans la plupart des applications de radiologie.
- Languettes extra-larges pour une manipulation et une fixation aisées.
- Le support semi-rigide réduit le décollement et minimise le soulèvement de l'électrode.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Composition</b>	Ruban de papier avec micropores
<b>sku</b>	1558930
<b>EKG catégorie</b>	Électrodes & accessoires ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Sac