

1549388 - Gants - Nitrile MAX - non-stérils - L - 8 x 50 pcs



Déscription

Purple Nitrile MAX, est le gant d'examen en Nitrile violet extralong de la gamme Halyard. Le gant a une longueur de 400 mm. Le gant MAX en Nitrile violet est durable, facile à enfiler et à enlever et ne contient pas de poudre comme tous les gants d'examen Halyard.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Halyard |
| Sans latex | Oui |
| Composition | Nitrile |
| sku | 1549388 |
| Couleur | Pourpre |
| Méthode de stérilisation | Non applicable |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Stérile | Non |
| Taille | L |
| Type d'emballage | Carton |