

## 1549388 - Gants - Nitrile MAX - non-stérils - L - 8 x 50 pcs



### Déscription

Purple Nitrile MAX, est le gant d'examen en Nitrile violet extralong de la gamme Halyard. Le gant a une longueur de 400 mm. Le gant MAX en Nitrile violet est durable, facile à enfiler et à enlever et ne contient pas de poudre comme tous les gants d'examen Halyard.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Halyard
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	Nitrile
<b>Couleur</b>	Pourpre
<b>Méthode de stérilisation</b>	Non applicable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Stérile</b>	Non
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Carton