


1560209 - CM 100 cellulite releaZer - 1 pc



Déscription

La technologie de vibration du cellulite **Beurer** releaZer® détend et resserre la profondeur, le tissu exactement là où ça compte. Il favorise et accélère la dégradation des molécules de graisse dans les cellules graisseuses et décompose la cellulite dans les zones où elle se forme. Possède 2 programmes de massage, 3 niveaux d'intensité, est étanche et peut donc être utilisé sous la douche. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes, prend environ 3'5 heures de charge et 10 heures d'utilisation.

Avantages

- Batterie aux ions lithium
- Poignée antidérapante avec surface douce mais lisse
- 4 surfaces de traitement (lisses, bosselées, émoussées et tranchantes)

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 32 cm, H 47 cm, L 47.5 cm
SKU leverancier	59003
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce