

1575262 - TERGUMED 710 - Flexion



Déscription

Une formation fondée sur des données probantes avec un suivi en temps réel pour chaque patient sur chaque appareil d'exercice.

Caractéristiques Tergumed® 710 Flexion

- Dimensions (LxlxH) : 113/133-168/163 cm
- Poids total : 370 kg
- Quick Start et Power Training pour une utilisation rapide du logiciel
- Retour visuel avec une sinusoïde déterminant l'amplitude et la vitesse du mouvement. D'autres courbes peuvent également être ajustables !
- Positionnement reproductible du patient grâce au stockage des données de positionnement dans le logiciel
- Réglage hydraulique/électrique progressif de la hauteur du siège
- Pointeur laser pour un positionnement biomécanique correct
- Capteur à ultrasons pour une détection correcte de la charge
- Inclinaison du siège réglable (en option)
- Réglage continu de la hauteur du stabilisateur lombaire
- Réglage continu du repose-pieds
- Réglage continu de la hauteur du stabilisateur de genou en position assise.
- Réglage en continu de la longueur du bras de charge
- Position de départ de la ROM réglable par incréments de 10°.
- Charge de 0 à 84 kg par incréments de 1 kg
- SmartPanel rotatif et inclinable en vue du patient
- Capteur pour les tests et l'entraînement isométriques
- Capteur pour le test et la formation ROM
- Poids de blindage en verre dépoli

Smart assist ISO RFID non inclus.

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1575262
Poids maximal de l'adulte	180 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce