

## 1545154 - Gants de toilette - 15,5 x 23 cm - 28 x 50 pcs



### Déscription

Gant de toilette non tissé laminé 2 plis pour les soins aux patients en tissu airlaid et film PE. Le papier Airlaid est fabriqué à partir de pulpe TCP, la pâte est blanchie sans utiliser de chlore ou de composés chlorés.

### Spécifications

<b>Dimensions du produit</b>	L 15.5 cm, L 23 cm
<b>Composition</b>	Film: polyéthylène, Airlaid 500 g/m <sup>2</sup> , film PE: 0,014 mm
<b>Normes</b>	ISO 13485: 2016
<b>Lavable/Disposable</b>	Jetable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	15,5 x 23 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte