

## 1575194 - Support de Mobilyzer diam. 30 mm pour support de pompe diam. 30 mm



### Déscription

Accessoire pour la perche à perfusion Mobilyzer. Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et sa base spécifiques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facile à régler en hauteur pour que les enfants puissent également utiliser le Mobilyzer.

### Spécifications

Marque	TechniCare
Type d'emballage	Pièce