

## 1022880 - Chariot à ligne fermé - 1 pc



### Déscription

Une combinaison de porte-sacs ISEO et d'une armoire en acier inoxydable. Les couvercles des porte-sacs sont ouverts manuellement. Les sacs de collecte du linge sale sont séparés des casiers à linge propre par une armoire en acier inoxydable. Le profilé de sécurité sur son plafond fait également office de poignée de poussée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 68 cm, H 113 cm
<b>Profondeur du produit</b>	100 cm
<b>sku</b>	1022880
<b>Compartiment gauche</b>	Fermé avec porte
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce