

## 1020961 - Lessa Quick ecogel - 250 ml - 1 pc



### Déscription

Gel conducteur pour ultrasons bleu, soluble dans l'eau et inodore. Facile à nettoyer, ne laisse aucun résidu sur la sonde et sans microbulles.

### Spécifications

<b>Marque</b>	lessa
<b>EKG catégorie</b>	Gel & spray ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce