

## 1104427 - Brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - enfants - 1 pc



### Déscription

Brassard velcro avec 1 tuyau pour les enfants à utiliser avec les tensiomètres 54, 55, 56, 65, 66.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Compatible avec</b>	WelchAllyn DS54; WelchAllyn DS55; WelchAllyn DS58; WelchAllyn DS65; WelchAllyn DS66
<b>Portée du brassard</b>	14 - 21 cm
<b>sku</b>	1104427
<b>Groupe cible</b>	Enfants
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille du brassard</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>type de brassard</b>	Crochet velcro