

## 1601579 - Physisonic ES-7S2 - 2 têtes à ultrason (grande + petite)



### Déscription

Un appareil de traitement par ultrasons avec un design compact, ergonomique qui font de ce petit appareil un gros atout thérapeutique et financier pour le thérapeute.

L'ultrasonothérapie est une méthode de traitement efficace et approuvée, indiquée dans bon nombre de pathologies. Afin de simplifier le choix du traitement, le Physisonic possède plusieurs protocoles pré-programmés en mémoire. Ceux-ci sont fondés sur des tests cliniques et vous offrent des instructions précises tout en paramétrant automatiquement l'appareil en vue du traitement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1601579
<b>Poids</b>	650 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce