

## 1571873 - kBox4 Active Advanced Plus System



### Déscription

Le système kBox4 Active Advanced Plus est reconnu pour sa qualité, sa facilité d'utilisation, sa technologie, son ergonomie, son évaluation et ses publications scientifiques. Le système Advanced Plus comprend la plate-forme active kBox4, le dispositif de réglage de l'angle, quatre volants d'inertie, un tapis de protection, une ceinture de hanche et un harnais, une kBar, des chevillères, un cale-pied, des blocs d'élévation, une ceinture d'extension et deux versions de kGrips. Tout cela est accompagné d'un kit qui permet de fixer la kBox4 au sol.

### Caractéristiques

- Appareil d'entraînement polyvalent pour les exercices du haut, du torse et du bas du corps
- Portable
- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Pour un usage individuel à domicile ou un usage professionnel
- 4 grands volants d'inertie
- Inertie jusqu'à 0,100 kgm<sup>2</sup>.
- Compatible avec kMeter II
- Dimensions 76 x 51 cm
- Poids : 15 kg

## Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1571873
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce