

## 1543649 - Boîtier pour dentier complet - blanc - 1 pc



### Déscription

Ce pot blanc permet de conserver en toute sécurité une prothèse dentaire complète, une prothèse ou un appareil dentaire. Le bocal à prothèses est doté d'un tamis amovible. Le couvercle est fixé au bocal par un demi-tour, il n'est pas vissé et va au lave-vaisselle.

### Spécifications

<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>sku</b>	1543649
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Lavable/Disposable</b>	Lavable
<b>Type d'emballage</b>	Pièce