

## 1543649 - Boîtier pour dentier complet - blanc - 1 pc



### Déscription

Ce pot blanc permet de conserver en toute sécurité une prothèse dentaire complète, une prothèse ou un appareil dentaire. Le bocal à prothèses est doté d'un tamis amovible. Le couvercle est fixé au bocal par un demi-tour, il n'est pas vissé et va au lave-vaisselle.

### Spécifications

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Autoclavable</b>       | Oui           |
| <b>Composition</b>        | Polypropylène |
| <b>Couleur</b>            | Blanc         |
| <b>Lavable/Disposable</b> | Lavable       |
| <b>Type d'emballage</b>   | Pièce         |