

1010285 - Lames de bistouri nr 10 - non-stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le bistouri n° 10 à tranchant incurvé. N° 10 convient aux poignées 3.3L, 3 graduées, 5B, 7, 9 et B3.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Stérile	Non
Composition	Acier inoxydable
sku	1010285
Normes	ISO 13485:2016
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte