

## 1607585 - Rehausseur de toilette - bleu foncé - 5 cm - 1 pc



### Déscription

Ce rehausseur de toilette bleu foncé est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation, en particulier pour les personnes atteintes de démence ou ayant une vision réduite. Le contraste frappant facilite la détection du rehausseur, ce qui contribue à une expérience de toilette plus sûre.

#### **Contraste visuel**

Les aides dans la salle de bains blanches peuvent être plus difficiles à distinguer pour les personnes ayant une mauvaise vue. Un rehausseur de toilettes bleu crée un contraste.

#### **Flexible**

Avec une élévation de 5 cm, ce rehausseur de toilette s'adapte à la plupart des toilettes standard et offre une charge maximale de 190 kg.

## Spécifications

<b>Composition</b>	Kunststof
<b>Couverture</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>Taille</b>	5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce