

## 1012616 - Surecan® - aiguilles à ailettes - guide 20 cm avec clamp - 20G x 25 mm - jaune - 1 x 15 pcs



### Déscription

Surecan® avec ailes est une aiguille pour cathéter portatif avec des ailes flexibles pour les perfusions à long terme, jusqu'à sept jours. Les aiguilles sont résistantes à une pression de 325 psi. Les aiguilles à ailettes Surecan® pour port d'accès non carottier avec ailettes flexibles sont indiquées pour les perfusions prolongées. La conception en biseau permet une pénétration facile de l'aiguille dans le septum, tout en empêchant le carottage et en facilitant la fermeture du septum après le retrait de l'aiguille.

### Avantages

- Avec des ailes flexibles pour faciliter le perçage et la fixation
- Convient aux injections de force jusqu'à 22,4 bars (325 psi)
- Conditionnel MR
- Tuyau d'extension avec collier de serrage (sans PVC)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Composition</b>	Sans latex et DEPH et PVC
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Longueur de l'aiguille</b>	25 mm
<b>Diamètre aiguille</b>	0.9 mm
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>sku</b>	1012616
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Dimensions</b>	20G x 25 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte