

1102333 - Medisafe Finetouch II - lancettes - 1 x 25 pcs



Déscription

Pièce compatible avec le Medisafe Finetouch II, pour un prélèvement sanguin sûr et hygiénique.

Spécifications

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Marque | Terumo |
| SKU leverancier | MS*GN4525C |
| Compatible avec | Medisafe Finetouch II autopiqueur |
| Avec autopiqueur | Non |
| Catégorie de glucomètre | Systèmes et lancettes |
| Marque systèmes te lancettes | terumo_finetouch |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |
| Type de lancette | Lancette de sécurité |