

## 1574286 - Drape de transfert - avec attache de crochet - fermé côté long - bleu - 150 x 200 cm - 1 pc



### Déscription

L'utilisation d'un drap coulissant facilite le déplacement des personnes dans le lit. Le poids de la personne est réparti et rend ergonomiquement plus agréable le déplacement ou le repositionnement des personnes alitées par le personnel soignant. Après 10 lavages, l'effet de revêtement et de glissement s'atténue.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Composition</b>	Nylon 70 deniers, revêtement silicone PU, 68g/m <sup>2</sup>
<b>sku</b>	1574286
<b>Côté d'ouverture</b>	Fermé sur le côté long
<b>Taille</b>	150 x 200 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce