


1574609 - Escalier court pour l'escalier "modulaire standard".



Déscription

Cet escalier modulaire, type "Standard", est conçu pour offrir une flexibilité et une sécurité optimales. Avec une inclinaison de 29° et trois marches de 16 cm de hauteur, cet escalier long constitue une solution robuste et fiable. Les marches, d'une largeur de 57 cm, sont dotées d'un design fermé et de surfaces antidérapantes, garantissant une adhérence et une sécurité accrues lors de l'utilisation.

Les rampes, d'une hauteur de 93 cm, offrent un soutien stable et confortable lors de la montée et de la descente de l'escalier. Les différentes sections modulaires peuvent être facilement combinées pour créer des escaliers droits ou en angle, selon l'espace disponible et le niveau de difficulté souhaité.

Avec cet escalier modulaire, vous pouvez facilement assembler une solution parfaitement adaptée à votre espace et à vos besoins spécifiques, tout en plaçant la sécurité et la fonctionnalité au premier plan.

Spécifications

Marque	Fysiomed
sku	1574609
Type d'emballage	Pièce