

1104189 - Hypafix® - 10 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

Hypafix® est un ruban de sport en matériau non-tissé adapté à la fixation de bandages. Utilisé comme couche protectrice pour la peau.

Spécifications

Marque	BSN
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Composition	Gaze non-tissé
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm x 10 m
Type d'emballage	Pièce