

1000759 - Boîte à instruments - aluminium - 18 x 9 x 3 cm - 1 pc



Déscription

Cette boîte en acier inoxydable est utilisée pour le stockage des petits instruments chirurgicaux métalliques et leur stérilisation.

Spécifications

Marque	Michiels
Composition	Cette boîte en acier inoxydable est utilisée pour le stockage des petits instruments chirurgicaux métalliques et leur stérilisation.
Matériel instruments	Aluminium
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	18 x 9 x 3 cm
Type d'emballage	Pièce