

## 1000759 - Boîte à instruments - aluminium - 18 x 9 x 3 cm - 1 pc



### Déscription

Cette boîte en acier inoxydable est utilisée pour le stockage des petits instruments chirurgicaux métalliques et leur stérilisation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Michiels
<b>Composition</b>	Cette boîte en acier inoxydable est utilisée pour le stockage des petits instruments chirurgicaux métalliques et leur stérilisation.
<b>sku</b>	1000759
<b>Matériel instruments</b>	Aluminium
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	18 x 9 x 3 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce