

## 1541222 - Coussin bébé Relax - XL - L 125 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin bébé Relax XL est une version légèrement plus longue et plus épaisse et convient aux bébés à partir de 2,5 kg qui sont prêts à quitter l'hôpital. Ce coussin procure aux prématurés et aux nouveau-nés un sentiment de sécurité et a une influence positive sur la croissance du bébé. La position fœtale aide le nouveau-né à dormir plus paisiblement et plus profondément. De plus, le coussin est ignifuge.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 125 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>sku</b>	1541222
<b>Lavable</b>	40°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce