

1103553 - Paire d'attaches pour repose bras ou jambes - 2 pcs



Déscription

Les adaptateurs sont nécessaires pour utiliser les différents supports. Ces supports peuvent être pivotés et les différents supports peuvent donc toujours être positionnés correctement. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les adaptateurs peuvent être repoussés sous la tapiserie.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Wesseling |
| Stérile | Non |
| sku | 1103553 |
| Couleur | Gris |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Set |