

1517080 - Contour XT - startkit - 1 pc



Déscription

Le lecteur de glycémie Contour®XT est fiable, convivial et immédiatement prêt à l'emploi. Les tigettes de test CONTOUR®NEXT s'encodent automatiquement, comme on peut s'y attendre des lecteurs de glycémie de la famille CONTOUR®. Le CONTOUR®XT dispose d'une précision extraordinaire par la technologie innovante Multi-Pulse évalue chaque échantillon de sang à 7 reprises. Ce qui garantit un résultat extrêmement précis. Les bandelettes de test CONTOUR®NEXT sont extrêmement stables aux influences environnementales et permettent ainsi des résultats de mesure encore plus précis. Le lecteur a un grand écran clair et facile à lire et est immédiatement prêt à l'emploi. La technologie No Coding® exclut des résultats imprécis dus à un mauvais codage. Possibilité d'ajouter du sang à la bandelette quand l'échantillon de sang est trop petit grâce à la technologie Second-Chance® Sampling.

Contenu startkit :

- Lecteur glycémie CONTOUR®XT
- 10 CONTOUR NEXT senseurs de démonstration.
- Guide d'utilisation.
- Guide d'utilisation rapide.
- Auto-piqueur MICROLET® avec 10 lancettes.
- étui

Spécifications

Marque	Ascensia
Code de vérification	Non
Transfert de données par wifi	Non
sku	1517080
Catégorie de glucomètre	Glucomètres et bandelettes
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Pièce