

1543930 - Coussin de positionnement long - coton - diamètre 26 x 35 cm x L 280 cm - 1 pc



Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 35 cm, L 280 cm
SKU leverancier	RCM12233
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Coton
sku	1543930
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Coton
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce