

1532463 - Perfektan TB - 5 litres - 1 pc



Déscription

Perfektan TB est un désinfectant actif des instruments, économique et respectueux des matériaux, destiné à un usage clinique de routine. Grâce à son activité antimicrobienne exceptionnelle, un haut degré de protection personnelle est assuré pendant le traitement des instruments. Perfektan TB se caractérise par une odeur agréable grâce à sa formulation sans aldéhyde et convient pour une utilisation sur tous les types d'instruments médicaux. Idéal pour la désinfection, le nettoyage des instruments. Convient pour une utilisation dans les bains à ultrasons.

Spécifications

Marque	Dr Schumacher
Ingrédients	100 g solution contient: 3.75 g cocospropylendiamine guanidiniumdiacetate, 5.63g didecylmethoxyethylammonium propionate
sku	1532463
Contenu	5000 ml
Type d'emballage	Pièce