

1533273 - Lampe d'examen EL 10 LED - sur statif - 1 pc



Déscription

Emet une lumière LED homogène et brillante, ce qui permet d'avoir une main libre pendant les opérations. L'intensité lumineuse peut être réglée entre 6 500 et 45 000 LUX.

Spécifications

Marque	Heine
Contrôle de la mise au point	Oui
Commande Touchless	Non
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce