

1511070 - Lampe d'examen LED 120 - fixation au plafond - bras à ressort - anneau d'ancrage exclusif - 1 pc



Déscription

Une lampe d'examen très puissante pour la petite chirurgie, avec un excellent rendu des couleurs. La version à focale variable est équipée du système d'éclairage R86, dispose d'un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

- Sans contrôle de mise au point
- Indice de rendu des couleurs Ra 86
- Température de couleur en K 43 000
- Taille du champ lumineux: 15 cm
- Diamètre tête d'éclairage 29 cm
- Lampe LED 40 W

Spécifications

Marque	Dr. Mach
Contrôle de la mise au point	Non
Diamètre de la lampe	29 cm
Nombre de LEDs	12
Intensité lumineuse	40 lux
Étendue du champ lumineux	15 cm
Commande Touchless	Non
Longueur du bras	170 cm
Normes	EN ISO 13485:2016
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de plafond
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce