

1012149 - Leukoplast® soft white - rouleau - 6 cm x 5 m - 1 pc



Déscription

Le pansement blanc doux Leukoplast est composé à 100 % de non-tissé avec une couche adhésive acrylique et une gaine en polyéthylène. Le pansement convient pour couvrir et panser les petites plaies à peau sensible. Les pansements pour plaies sont très perméables à l'air et à la vapeur d'eau et conviennent parfaitement aux patients à peau sensible tels que les bébés.

Spécifications

Marque	BSN
Dimensions du produit	L 6 cm, L 500 cm
Stérile	Non
Compresse	Oui
Perforé	Non
Normes	EN ISO 13485
Composition	Matière 100% intissé, adhésif acrylique, gainepolyéthylène
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce