

1000950 - Opsite flexifix pansement de fixation - 5 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

Opsite flexifix est un film adhésif transparent de S&N. Un film imperméable à l'eau et aux bactéries, haute perméabilité à la vapeur d'eau qui permet à la peau de respirer. L'adhésif acrylique minimise le risque d'apparition de lésions cutanées lors du retrait. De plus, l'Opsite Flexifix est conçu de manière à ce que le film puisse être facilement appliqué sur le corps et sur les bandages. Cela réduit le risque de contamination croisée.

Spécifications

Marque	Smith & Nephew
Dimensions du produit	L 5 cm, L 1000 cm
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Composition	Polyurethane avec adhésif acrylique
Normes	ENISO 13485:2016/A11:2021; EN ISO 14971:2019; EN 62366-1:2015; EN ISO 15223-1:2021; EN ISO 780:2015; EN ISO 10993-1:2018; EN ISO 10993-10:2013; EN ISO 10993-18:2009; EN ISO 14644-1:2015; EN 13726-2:2002; EN 13726-3:2003; EN ISO 20417:2021
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte